

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: koa@nt-rt.ru || Сайт: <https://kront.nt-rt.ru>

Технические характеристики

ТЕЛЕЖКА ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ 2-Х ЯРУСНАЯ ТБ-01-"КРОНТ"-1



Основные характеристики

Габаритные размеры
(925x525x980)±20 мм

Масса
не более 15 кг

Расстояние между поддонами
540±10 мм

Рабочая поверхность поддонов
(770x400)±10 мм

Глубина поддонов
10±2 мм

Диаметр колес
100 мм

Габаритные размеры упакованного изделия
1020x170x500 мм

Объем упакованного изделия
0.087 м³

Вес упакованного изделия
15 кг

Тележка внутрибольничная 2-х ярусная ТБ-01-"КРОНТ"-1

Тележка внутрибольничная для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий ТБ-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-006-11769436-2003 в варианте исполнения ТБ-01-«КРОНТ»-1.

Может использоваться для установки контейнера КДС-35-"КРОНТ" (оборудованного нижним сливом) вместо верхнего поддона.

Тележка внутрибольничная для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий ТБ-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-006-11769436-2003 в варианте исполнения ТБ-01-«КРОНТ»-1

Назначение	Тележка внутрибольничная (с ручкой) для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий предназначена для компактного размещения медицинских изделий, применяется для оснащения медицинских организаций.
Конструкция	Рамная конструкция из металлических труб круглого сечения с химически стойким порошковым покрытием. С целью облегчения санитарной обработки – несварная.
Колеса	Тележка имеет поворотные колесные опоры $\varnothing 100$ мм с резиновым ободом. Два из четырех колес, расположенных по диагонали, имеют тормоз.
Отражатели	Четыре пластиковых амортизирующих отражателя.
Конструкция поддонов	Цельнолитые поддоны из ударопрочного химически стойкого полимерного материала. Для удобства проведения санитарной обработки поддоны выполнены самофиксирующимися и легкоъемными.
Количество поддонов	2
Рабочая поверхность поддонов	$(770 \times 400) \pm 10$ мм.
Глубина поддонов	10 ± 2 мм.
Расстояние между поддонами	540 ± 10 мм.
Цвет поддонов	Белый.
Грузоподъемность	не более 50 кг (распределенной нагрузки на два поддона).
Габаритные размеры	$(925 \times 525 \times 980) \pm 20$ мм

Масса	не более 15 кг
Обработка	Обработка любыми дезинфицирующими средствами, разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей.
Гарантийный срок	2 года со дня изготовления.
Гарантийный срок хранения	2 года
Срок службы	не менее 5 лет
Документация	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора, Сертификат соответствия, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке

ТЕЛЕЖКА ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ 2-Х ЯРУСНАЯ ТБ-01-"КРОНТ"-2



Основные характеристики

Габаритные размеры
(890x525x935)±20 мм

Масса
не более 15 кг

Расстояние между поддонами
540±10 мм

Рабочая поверхность верхнего поддона
(770x400)±10 мм

Рабочая поверхность нижнего поддона
(660x400)±10 мм

Глубина поддонов
22±2 мм

Диаметр колес
100 мм

Габаритные размеры упакованного изделия
1020x170x500 мм

Объем упакованного изделия
0.087 м³

Вес упакованного изделия
13 кг

Тележка внутрибольничная для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий ТБ-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-006-11769436-2003 в варианте исполнения ТБ-01-«КРОНТ»-2

Тележка внутрибольничная для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий ТБ-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-006-11769436-2003 в варианте исполнения ТБ-01-«КРОНТ»-2

Назначение	Тележка внутрибольничная для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий предназначена для компактного размещения медицинских изделий, применяется для оснащения медицинских организаций.
Конструкция	Рамная конструкция из металлических труб круглого сечения с химически стойким порошковым покрытием. С целью облегчения санитарной обработки – несварная.
Колеса	Тележка имеет поворотные колесные опоры Ø100 мм с резиновым ободом. Два из четырех колес, расположенных по диагонали, имеют тормоз.
Отражатели	Четыре пластиковых амортизирующих отражателя.
Конструкция поддонов	Поддоны из полированной нержавеющей стали. Для удобства проведения санитарной обработки поддоны выполнены самофиксирующимися и легкоъемными.
Количество поддонов	2
Рабочая поверхность поддонов	Верхний: (770x400)±10 мм Нижний: (660x400)±10 мм
Глубина поддонов	22±2 мм.
Расстояние между поддонами	540±10 мм.
Грузоподъемность	не более 50 кг (распределенной нагрузки на два поддона)
Габаритные размеры	(890x525x935)±20 мм
Масса	не более 15 кг.
Обработка	Обработка любыми дезинфицирующими средствами, разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей.
Гарантийный срок	2 года со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения	2 года
Срок службы	не менее 5 лет
Документация	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора, Сертификат соответствия, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке

ТЕЛЕЖКА ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ МАЛАЯ 2-Х ЯРУСНАЯ ТБ-01-"КРОНТ"-2М



Основные характеристики

Габаритные размеры
(580x450x890)±20 мм

Масса
не более 15 кг

Расстояние между поддонами
400±10 мм

Рабочая поверхность поддонов
(400x330)±10 мм

Диаметр колес
75 мм

Габаритные размеры упакованного изделия
830x70x500 мм

Объем упакованного изделия
0.029 м³

Вес упакованного изделия
15 кг

Тележка внутрибольничная для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий ТБ-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-006-11769436-2003 в варианте исполнения ТБ-01-«КРОНТ»-2М.

Тележка внутрибольничная для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий ТБ-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-006-11769436-2003 в варианте исполнения ТБ-01-«КРОНТ»-2М

Назначение	Тележка внутрибольничная (с ручкой) для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий предназначена для компактного размещения медицинских изделий, применяется для оснащения медицинских организаций.
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Конструкция	Рамная конструкция из металлических труб квадратного сечения 20x20 мм с химически стойким порошковым покрытием.
Колеса	Тележка имеет поворотные колесные опоры д. 75 мм с резиновым ободом. Два из четырех колес, расположенных по диагонали, имеют тормоз.
Отражатели	Четыре пластиковых амортизирующих отражателя.
Конструкция поддонов	Поддоны из полированной нержавеющей стали. Для удобства проведения санитарной обработки поддоны выполнены легкоъемными.
Рабочая поверхность поддонов	(400x330)±10 мм.
Глубина поддонов	18±2 мм.
Расстояние между поддонами	400±10 мм.
Грузоподъемность	20 кг
Габаритные размеры	(580x450x890)±20 мм
Масса	не более 15 кг
Обработка	Обработка любыми дезинфицирующими средствами, разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей.
Гарантийный срок	2 года с даты изготовления.
Гарантийный срок хранения	2 года.
Срок службы	не менее 5 лет
Документация	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора, Сертификат соответствия, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке

ТЕЛЕЖКА ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ 3-Х ЯРУСНАЯ ТБ-01-"КРОНТ"-3



Основные характеристики

Габаритные размеры
(890x525x935)±20 мм

Масса
не более 15 кг

Расстояние между поддонами
325±10 мм

Рабочая поверхность поддона/столешницы
(770x400)±10 мм

Глубина поддонов
10±2 мм

Диаметр колес
100 мм

Габаритные размеры упакованного изделия
1020x215x500 мм

Объем упакованного изделия
0.110 м³

Вес упакованного изделия
14.5 кг

Тележка внутрибольничная для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий ТБ-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-006-11769436-2003 в варианте исполнения ТБ-01-«КРОНТ»-3.

Тележка внутрибольничная для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий ТБ-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-006-11769436-2003 в варианте исполнения ТБ-01-«КРОНТ»-3

Назначение	Тележка внутрибольничная для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий предназначена для компактного размещения медицинских изделий, применяется для оснащения медицинских организаций.
Конструкция	Рамная конструкция из металлических труб круглого сечения с химически стойким порошковым покрытием. С целью облегчения санитарной обработки – несварная.

Колеса	Тележка имеет поворотные колесные опоры $\varnothing 100$ мм с резиновым ободом. Два из четырех колес, расположенных по диагонали, имеют тормоз.
Отражатели	Четыре пластиковых амортизирующих отражателя.
Конструкция поддонов	Цельнолитые поддоны из ударопрочного химически стойкого пластика. Для удобства проведения санитарной обработки поддоны выполнены самофиксирующимися и легкоъемными.
Количество поддонов	3 шт.
Рабочая поверхность поддонов	$(770 \times 400) \pm 10$ мм.
Глубина поддонов	10 ± 2 мм.
Расстояние между поддонами	325 ± 10 мм.
Цвет поддонов	Белый.
Грузоподъемность	не более 50 кг (Распределенной нагрузки на поддоны)
Габаритные размеры	$(890 \times 525 \times 935) \pm 20$ мм
Масса	не более 15 кг
Обработка	Обработка любыми дезинфицирующими средствами, разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей.
Гарантийный срок	2 года со дня изготовления
Гарантийный срок хранения	2 года
Срок службы	не менее 5 лет
Документация	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора, Сертификат соответствия, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке

ТЕЛЕЖКА ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ 3-Х ЯРУСНАЯ С ЯЩИКАМИ ТБ-01-"КРОНТ"-3/6



Основные характеристики

Габаритные размеры
(890x525x935)±20 мм

Масса

не более 22 кг

Расстояние между ярусами

200±10 мм

Рабочая поверхность поддонов

(770x400)±10 мм

Глубина поддонов

10±2 мм

Диаметр колес

100 мм

Габаритные размеры упакованного изделия

1020x330x530 мм

Объем упакованного изделия

0.179 м³

Вес упакованного изделия

22 кг

Тележка внутрибольничная для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий ТБ-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-006-11769436-2003 в варианте исполнения ТБ-01-«КРОНТ»-3/6.

Тележка внутрибольничная для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий ТБ-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-006-11769436-2003 в варианте исполнения ТБ-01-«КРОНТ»-3/6

Назначение	Тележка внутрибольничная для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий предназначена для компактного размещения медицинских изделий, применяется для оснащения медицинских организаций.
Конструкция	Трехъярусная рамная конструкция. Каждый ярус состоит из поддона с 2-мя ящиками. Рамная конструкция выполнена из металлических труб круглого сечения с химически стойким порошковым покрытием. С целью облегчения санитарной обработки – несварная.
Колеса	Тележка имеет поворотные колесные опоры Ø100 мм с резиновым ободом. Два из четырех колес, расположенных по диагонали, имеют тормоз.
Отражатели	Четыре пластиковых амортизирующих отражателя.

Конструкция поддонов	Цельнолитые поддоны из ударопрочного химически стойкого полимерного материала. Для удобства проведения санитарной обработки поддоны выполнены самофиксирующимися и легкоъемными.
Количество поддонов	3 шт.
Рабочая поверхность поддонов	(770x400)±10 мм
Глубина поддонов	10±2 мм.
Расстояние между ярусами	200±10 мм
Количество выдвижных ящиков	6 шт.
Внутренние размеры ящика	(375x270x100) ±10 мм
Грузоподъемность	50 кг
Габаритные размеры	(890x525x935)±20 мм
Масса	не более 22 кг
Обработка	Обработка любыми дезинфицирующими средствами, разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей.
Гарантийный срок	2 года со дня изготовления
Гарантийный срок хранения	2 года
Срок службы	не менее 5 лет
Документация	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора, Сертификат соответствия, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: koa@nt-rt.ru || Сайт: <https://kront.nt-rt.ru>