

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: [koa@nt-rt.ru](mailto:koa@nt-rt.ru) || Сайт: <https://kront.nt-rt.ru>

## Технические характеристики

### ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТИ-2-ВШ-01-"КРОНТ"



#### Основные характеристики

Габаритные размеры  
(890x525x1830)±20 мм

Масса изделия  
не более 20 кг

Расстояние между ящиками и поддоном  
400±10 мм

Рабочая поверхность поддонов  
770x400 мм

Диаметр колес  
100 мм

Габаритные размеры упакованного изделия  
1020x270x500 мм

Объем упакованного изделия  
0.138 м<sup>3</sup>

Вес упакованного изделия  
20 кг

Тележка медицинская инструментальная ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-005-11769436-2002 в варианте поставки ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ».

Тележка медицинская инструментальная ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-005-11769436-2002 в варианте поставки ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ»

Назначение	Тележка медицинская инструментальная предназначена для компактного размещения и транспортировки предметов медицинского назначения внутри отделения (хирургического, анестезиологического, реанимационного), а также в процедурных, перевязочных кабинетах ЛПУ и т.д.
Конструкция	Рамная конструкция из стальной трубы круглого сечения с порошковым покрытием. На рамной конструкции размещены 2 поддона, 2 ящика, 2 навесные полки и стойка с держателем медицинских флаконов для внутривенных вливаний.
Колеса	Тележка имеет поворотные колесные опоры $\varnothing 100$ мм с резиновым ободом, два из четырех колес, расположенных по диагонали, имеют тормоз.
Отражатели	Четыре пластиковых амортизирующих отражателя.
Конструкция поддонов	Поддоны из ударопрочного полимерного материала, разрешенного к применению в изделиях медицинского назначения. Для удобства проведения санитарной обработки поддоны выполнены самофиксирующимися и легкоъемными.
Рабочая поверхность поддонов	770x400 мм.
Высота борта поддонов	10 мм.
Расстояние между ящиками и поддоном	400 $\pm$ 10 мм.
Выдвижные ящики	Ящики из ударопрочного полимерного материала.
Полки	Навесные полки из полимерного материала.
Цвет	Белый
Стойка с держателем медицинских флаконов	Предназначена для размещения 2-х флаконов для внутривенных вливаний.
Грузоподъемность	не более 50 кг
Габаритные размеры	(890x525x1830) $\pm$ 20 мм
Масса	не более 20 кг
Обработка	Обработка любыми дезинфицирующими средствами, разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей.

Гарантийный срок	2 года с даты изготовления
Срок службы	не менее 5 лет
Документация	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке

## ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТИ-2-ВШ-01-"КРОНТ"-1



### Основные характеристики

Габаритные размеры  
(890x525x1250)±20 мм

Масса  
не более 17 кг

Расстояние между ящиками и поддоном  
400±10 мм

Рабочая поверхность поддонов  
770x400 мм

Диаметр колес  
100 мм

Габаритные размеры упакованного изделия  
1020x270x500 мм

Объем упакованного изделия  
0.138 м<sup>3</sup>

Вес упакованного изделия  
17 кг

Тележка медицинская инструментальная ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-005-11769436-2002 в варианте поставки ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ»-1

Тележка медицинская инструментальная ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-005-11769436-2002 в варианте поставки ТИ-2-ВШ-01 -«КРОНТ»-1

Назначение	Тележка медицинская инструментальная предназначена для компактного размещения и транспортировки предметов медицинского назначения внутри отделения (хирургического, анестезиологического, реанимационного), а также в процедурных, перевязочных кабинетах ЛПУ и т.д.
Конструкция	Рамная конструкция из стальной трубы круглого сечения с порошковым покрытием. На рамной конструкции размещены 2 поддона, 2 ящика, 2 навесные полки.
Колеса	Тележка имеет поворотные колесные опоры Ø100 мм с резиновым ободом, два из четырех колес, расположенных по диагонали, имеют тормоз.
Отражатели	Четыре пластиковых амортизирующих отражателя.
Конструкция поддонов	Поддоны из ударопрочного полимерного материала, разрешенного к применению в изделиях медицинского назначения. Для удобства проведения санитарной обработки поддоны выполнены самофиксирующимися и легкоъемными.
Рабочая поверхность поддонов	770x400 мм.
Высота борта поддона	10 мм.
Расстояние между ящиком и поддоном	400±10 мм
Выдвижные ящики	Ящики из ударопрочного полимерного материала
Полки	Навесные полки из полимерного материала
Цвет	Белый
Грузоподъемность	не более 50 кг
Габаритные размеры	(890x525x1250)±20 мм
Масса	не более 17 кг
Обработка	Обработка любыми дезинфицирующими средствами, разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей .
Гарантийный срок	2 года с даты изготовления
Срок службы	не менее 5 лет
Документация	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке

## ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТИ-2-ВШ-01-"КРОНТ"-2



### Основные характеристики

Габаритные размеры  
(890x525x935)±20 мм

Масса  
не более 17 кг

Расстояние между ящиками и поддоном  
400±10 мм

Рабочая поверхность поддонов  
770x400 мм

Диаметр колес  
100 мм

Габаритные размеры упакованного изделия  
1020x270x500 мм

Объем упакованного изделия  
0.138 м<sup>3</sup>

Вес упакованного изделия  
17 кг

Тележка медицинская инструментальная ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-005-11769436-2002 в варианте поставки ТИ-2-ВШ-01-«КРОНТ»-2

Назначение	Тележка медицинская инструментальная предназначена для компактного размещения и транспортировки предметов медицинского назначения внутри отделения (хирургического, анестезиологического, реанимационного), а также в процедурных, перевязочных кабинетах ЛПУ и т.д.
Конструкция	Рамная конструкция из стальной трубы круглого сечения с порошковым покрытием. На рамной конструкции размещены 2 поддона, 2 выдвижных ящика.

Колеса	Тележка имеет поворотные колесные опоры Ø100 мм с резиновым ободом, два из четырех колес, расположенных по диагонали, имеют тормоз.
Отражатели	Четыре пластиковых амортизирующих отражателя.
Конструкция поддонов	Поддоны из ударопрочного полимерного материала, разрешенного к применению в изделиях медицинского назначения. Для удобства проведения санитарной обработки поддоны выполнены самофиксирующимися и легкоъемными.
Рабочая поверхность поддонов	770x400 мм.
Высота борта поддона	10 мм.
Расстояние между ящиками и поддоном	400±10 мм.
Выдвижные ящики	Ящики из ударопрочного полимерного материала
Цвет	Белый
Грузоподъемность	не более 50 кг
Габаритные размеры	(890x525x935)±20 мм.
Масса	не более 17 кг
Обработка	Обработка любыми дезинфицирующими средствами, разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей .
Гарантийный срок	2 года с даты изготовления
Срок службы	не менее 5 лет

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: [koa@nt-rt.ru](mailto:koa@nt-rt.ru) || Сайт: <https://kront.nt-rt.ru>