

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: koa@nt-rt.ru || Сайт: <https://kront.nt-rt.ru>

Технические характеристики

ТЕЛЕЖКА КОНТЕЙНЕРНАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ С КОНТЕЙНЕРАМИ ТКЭ-4-"КРОНТ"-2



Основные характеристики

Габаритные размеры
(580x490x1015)±25 мм

Масса
не более 16 кг

Количество одновременно транспортируемых контейнеров
не более 4

Номинальная нагрузка
40 кг

Диаметр колес
75 мм

Объем упакованного изделия
0.148 м³

Вес упакованного изделия
16 кг

Тележка контейнерная эндоскопическая с контейнерами ТКЭ-4-"КРОНТ"-2

Тележка контейнерная эндоскопическая и контейнеры для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов ТКЭ-4-"КРОНТ" по ТУ 32.50.50-058-11769436-2016 вариант исполнения Тележка контейнерная эндоскопическая с

контейнерами для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов ТКЭ-4-"КРОНТ"-2.

Предназначена для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов в контейнерах КЭ-"КРОНТ" в структурных подразделениях медицинских организаций.

Соответствует требованиям МУ 3.5.1937-04 "Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним."

Устойчива к дезинфекционной обработке в соответствии с методическими указаниями МУ-287-113, например, 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177.

контейнеры выдерживают температуру дезинфицирующих растворов в соответствии с действующими инструктивными (методическими) документами по применению конкретных средств в диапазоне $+10^{\circ}\text{C} \div +70^{\circ}\text{C}$.

Реализация изделий осуществляется как комплектом ТКЭ-4-«КРОНТ»-2 (тележка и 4 контейнера), так и по отдельности тележка ТКЭ-«КРОНТ»-2 и необходимое вам количество контейнеров.

КЭ-"КРОНТ"-2

Контейнер для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов




контейнер предназначен для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов в тележке контейнерной эндоскопической ТКЭ-«КРОНТ»-2 или для самостоятельного использования.

Габаритные размеры: $(580 \times 375 \times 145) \pm 25$ мм

Номинальная нагрузка: 10 кг

Крышка фиксируется на ванне с помощью		Цвет кнопки-фиксатора информирует медицинский персонал о состоянии эндоскопа:
---------------------------------------	--	---

двух сигнальных эластичных кнопок- фиксаторов красного или зеленого цвета			
		до обработки	после обработки

Техническое задание

Тележка контейнерная эндоскопическая и контейнеры для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов ТКЭ-4-"КРОНТ" по ТУ 32.50.50-058-11769436-2016 вариант исполнения Тележка контейнерная эндоскопическая с контейнерами для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов ТКЭ-4-"КРОНТ"-2

Назначение	Предназначена для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов в контейнерах в структурных подразделениях медицинских организаций.
Конструкция	Тележка с контейнерами представляет собой четырехъярусную рамную конструкцию. Каждый ярус состоит из контейнера (ванна с крышкой) для размещения эндоскопов: транспортировка и временное хранение эндоскопа, прошедшего обработку, транспортировка и временное хранение контаминированных эндоскопов. Тележка выполнена из стальной трубы круглого сечения диаметром не менее 22мм с порошковым покрытием.
Идентификация контейнеров	Зеленая кнопка-фиксатор для идентификации контейнера с эндоскопом, прошедшим обработку; красная кнопка-фиксатор для контейнера с эндоскопом до обработки (после использования). Красных кнопок - 16 шт., зеленых кнопок - 16 шт.
Количество одновременно транспортируемых контейнеров	не более 4
Колеса	Тележка оборудована поворотными колесными опорами $\varnothing 75$ мм с эластичным ободом, имеющими тормоз, что позволяет при необходимости надежно фиксировать тележку.
Габаритные размеры тележки	(580x490x1015) $\pm$ 25 мм
Масса тележки	не более 16,0 кг
Номинальная нагрузка	40 кг (распределенной нагрузки)

Контейнеры возможно использовать отдельно	Соответствие
Габаритные размеры контейнера	(580x375x145) ±25 мм
Масса контейнера	не более 2,0 кг
Номинальная нагрузка на контейнер	10 кг
Цвет	Белый
Материал контейнера	Полимерный материал
Покрытие рамной конструкции	Устойчиво к дезинфекции химическими средствами в соответствии с методическими указаниями МУ-287-113
Обработка контейнеров	Контейнеры устойчивы к дезинфекционной обработке в соответствии с методическими указаниями МУ-287-113, выдерживают температуру дезинфицирующих растворов в диапазоне +10° ÷ +70°С в соответствии с инструктивными (методическими) документами по применению конкретных средств.
Гарантийные обязательства	2 года со дня изготовления
Срок службы	не менее 5 лет
Документация	регистрационное удостоверение Росздравнадзора, декларация о соответствии, эксплуатационная документация (паспорт) на русском языке.

ТЕЛЕЖКА КОНТЕЙНЕРНАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ С КОНТЕЙНЕРАМИ ТКЭ-4-"КРОНТ"-1



Основные характеристики

Габаритные размеры
(580x580x1015)±25 мм

Масса
не более 20 кг

Количество одновременно транспортируемых контейнеров
не более 4

Номинальная нагрузка
40 кг

Диаметр колес
75 мм

Вес упакованного изделия
25 кг

Тележка контейнерная эндоскопическая с контейнерами ТКЭ-4-"КРОНТ"-1

Тележка контейнерная эндоскопическая и контейнеры для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов ТКЭ-4-"КРОНТ" по ТУ 32.50.50-058-11769436-2016 вариант исполнения Тележка контейнерная эндоскопическая с контейнерами для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов ТКЭ-4-"КРОНТ"-1.

Предназначена для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов в контейнерах КЭ-"КРОНТ" в структурных подразделениях медицинских организаций.

Соответствует требованиям **МУ 3.5.1937-04** "Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним."

Устойчива к дезинфекционной обработке в соответствии с методическими указаниями МУ-287-113, например, 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177.

контейнеры выдерживают температуру дезинфицирующих растворов в соответствии с действующими инструктивными (методическими) документами по применению конкретных средств в диапазоне $+10^{\circ}\text{C} \div +70^{\circ}\text{C}$.

Реализация изделий осуществляется как комплектом ТКЭ-4-«КРОНТ»-1 (тележка и 4 контейнера), так и по отдельности тележка ТКЭ-«КРОНТ»-1 и необходимое вам количество контейнеров.

КЭ-"КРОНТ"-1

Контейнер для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов



Контейнер КЭ-"КРОНТ"-1 предназначен для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов в тележке контейнерной эндоскопической ТКЭ-«КРОНТ»-1 или для самостоятельного использования.

Габаритные размеры: (580x460x145)±25 мм

Номинальная нагрузка: не более 10 кг

Крышка фиксируется на ванне с помощью двух сигнальных эластичных кнопок-фиксаторов красного или зеленого цвета		Цвет кнопки-фиксатора информирует медицинский персонал о состоянии эндоскопа:				
		<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>до обработки</td><td>после обработки</td></tr></table>			до обработки	после обработки
						
до обработки	после обработки					

Техническое задание

Тележка контейнерная эндоскопическая и контейнеры для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов ТКЭ-4-"КРОНТ" по ТУ 32.50.50-058-11769436-2016 вариант исполнения Тележка контейнерная эндоскопическая с контейнерами для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов ТКЭ-4-"КРОНТ"-1

Назначение	Предназначена для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов в контейнерах в структурных подразделениях медицинских организаций.
Конструкция	Тележка с контейнерами представляет собой четырехъярусную рамную конструкцию. Каждый ярус состоит из контейнера (ванна с крышкой) для размещения эндоскопов: транспортировка и временное хранение эндоскопа, прошедшего обработку, транспортировка и временное хранение контаминированных эндоскопов. Тележка выполнена

	из стальной трубы круглого сечения диаметром не менее 22мм с порошковым покрытием.
Идентификация контейнеров	Зеленая кнопка-фиксатор для идентификации контейнера с эндоскопом, прошедшим обработку; красная кнопка-фиксатор для контейнера с эндоскопом до обработки (после использования). Красных кнопок - 16 шт., зеленых кнопок - 16 шт.
Количество одновременно транспортируемых контейнеров	не более 4
Колеса	Тележка оборудована поворотными колесными опорами $\varnothing 75$ мм с эластичным ободом, имеющими тормоз, что позволяет при необходимости надежно фиксировать тележку.
Габаритные размеры тележки ТКЭ-4	$(580 \times 580 \times 1015) \pm 25$ мм
Масса тележки	не более 20,0 кг
Номинальная нагрузка	40 кг (распределенной нагрузки)
Контейнеры возможно использовать самостоятельно	Соответствие
Габаритные размеры контейнера	$(580 \times 460 \times 145) \pm 25$ мм
Масса контейнера	не более 2,25 кг
Номинальная нагрузка на контейнер	10 кг
Цвет	Белый
Материал контейнера	Полимерный материал
Покрытие рамной конструкции	Устойчиво к дезинфекции химическими средствами в соответствии с методическими указаниями МУ-287-113

Обработка контейнеров	Контейнеры устойчивы к дезинфекционной обработке в соответствии с методическими указаниями МУ-287-113, выдерживают температуру дезинфицирующих растворов в диапазоне +10°C ÷ +70°C в соответствии с инструктивными (методическими) документами по применению конкретных средств.
Гарантийные обязательства	2 года со дня изготовления
Срок службы	не менее 5 лет
Документация	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора, декларация о соответствии, эксплуатационная документация (паспорт) на русском языке.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: koa@nt-rt.ru || Сайт: <https://kront.nt-rt.ru>