

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: koa@nt-rt.ru || Сайт: <https://kront.nt-rt.ru>

Технические характеристики

УКЛАДКА-КОНТЕЙНЕР УКП-100-01



Основные характеристики

Габаритные размеры

не более 410 x 350 x 215 мм (255 с поднятыми ручками)

Вес

не более 2,3 кг

Упаковка (кол-во штук / вес)

5 / 10,4 кг

Габаритные размеры упакованного изделия

480x400x400 мм

Цвет

Белый

Объем упакованного изделия

0.0154 м³

Укладка-контейнер УКП-100-01

Укладка-контейнер полимерный для доставки проб биологического материала в пробирках и флаконах УКП-01-"КРОНТ" предназначена для транспортировки и

переноса пробирок и флаконов с биологическими растворами и другими жидкостями в различных лечебно-профилактических учреждениях.

Укладка обеспечивает санитарно-эпидемиологическую безопасность при транспортировке биологического материала внутри помещений и между отдельными корпусами в ЛПУ, на станциях переливания крови, СЭС и т.д.

Укладка обеспечивает сохранность биологического материала от воздействия внешних факторов. Отверстия штатива рассчитаны на размещение пробирок Ø13-17 мм и высотой h=75-170 мм (цилиндрические, биологические); пробирки конические, моноветы, вакуумные пробирки; пробирки Ø8-11 мм и высотой h=40 мм (микропробирки). Штатив имеет комбинированные отверстия в форме восьмерок, образованных из двух отверстий различного диаметра 18 и 11,2 мм. По периметру штатива имеются буквенно-цифровые обозначения.

Составные части укладки и ее комплектующие (штатив, боксы, кассета для флаконов) изготавливаются из ударопрочного химически-стойкого пластика, выдерживающего обработку всеми дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению в РФ, а также стерилизацию паровым методом при температуре 121°C - автоклавирование. Ручки укладки выполнены из нержавеющей стали.

Описание оборудования	Характеристика товара
Назначение	Укладка предназначена для транспортировки проб биологического материала в пробирках, флаконах, емкостях для анализов.
Конструкция	Укладка представляет собой корпус с парой симметрично расположенных ручек и крышкой. Для надежной фиксации крышки на корпусе установлены замки. При необходимости на замки можно установить пломбу. Для удобства при транспортировке на ручки укладки устанавливается амортизирующая легкоъемная накладка-ручкодержатель.
Комплектность	Корпус укладки – 1 шт., штатив ШПУ-«КРОНТ» - 2 шт., замок – 2 шт., крышка укладки – 1 шт., кассета на 8 флаконов (сборная) – 2 шт., ручка – 2 шт., накладка-ручкодержатель – 1 шт.

Варианты использования	1 вариант -100 (200) пробирок 2 вариант - 16 флаконов 250 мл или емкости для анализов
Конструкция штативов	Отверстия штатива рассчитаны на размещение пробирок Ø13-17 мм (цилиндрические, центрифужные, моноветы); пробирки Ø8-11 мм (микропробирки). Отверстия верхнего яруса штатива комбинированные в форме "восьмерок", образованных из двух отверстий различного диаметра 18 и 11,2 мм. Количество отверстий – 50 шт. Максимальная вместимость штатива 100 пробирок при установке двух пробирок в одно комбинированное отверстие
Конструкция кассет для медфлаконов	Кассеты позволяют надежно зафиксировать 16 флаконов емкостью 250 мл или емкостей для анализов Кассеты соединяются с единый блок в зависимости от количества флаконов или емкостей для анализов.
Материал	Составные части укладки изготавливаются из ударопрочного химически стойкого пластика. Ручки выполнены из полированной нержавеющей стали.
Габаритные размеры	не более 410 x 350 x 215 (255) мм.
Вес	не более 2,3 кг.
Обработка	Обработка любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами.
Стерилизация паровым методом (автоклавирование)	Максимальная температура 121°C.
Цвет	Белый.
Гарантийный срок	1 год со дня продажи.
Срок службы	не менее 5 лет
Документация	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора, Сертификат соответствия, эксплуатационная документация (паспорт) на русском языке

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: koa@nt-rt.ru || Сайт: <https://kront.nt-rt.ru>